



physioled 
get ready to win.

therma / tecar terapia.



therma. tecar terapia.

therma es un nuevo dispositivo para el tratamiento de diatermia capacitiva y resistiva no invasivo capaz de generar, con la mejor eficacia y sin dolor, la hiperemia endógena y estimular la circulación sanguínea en todos los diferentes estratos de las células hasta el drenaje linfático. Tienes efectos anti-inflamatorios y determina resultados en la mejoría de la circulación sanguínea y una reducción significativa en el dolor. El tratamiento terapéutico de diatermia capacitiva y resistiva es el enfoque más reciente y eficaz entre los tratamientos de diatermia para todos los operadores profesionales que están buscando algo más que una unidad de diatermia tradicional (microondas o de onda corta). El tratamiento terapéutico de diatermia capacitiva y resistiva es la evolución tecnológica y terapéutica que suministra la versatilidad, la eficacia y los beneficios terapéuticos que son difíciles de alcanzar con los dispositivos convencionales para diatermia. El tratamiento es similar a un masaje durante el cual usted puede suministrar energía para el paciente que notará inmediatamente una agradable sensación de calor.

Características claves


- Potencia máxima **150W/250VA**
- Frecuencia de trabajo **500 kHz/1 MHz**
- Modalidad de trabajo **Resistiva/Capacitiva**
- Alimentación **90-240/50-60**
- Potencia máxima absorbida **300**



therma,
get ready to **win**.

novedades

- Amplia gama de protocolos preestablecidos
- Programas acomodables
- Modalidad resistiva para drenar y distender los músculos con mayor efecto térmico
- Modalidad capacitiva para la estimulación biológica con efecto térmico mínimo
- Pantalla gráfica táctil
- Posibilidad de actualización a través de USB
- Interfaz a través de iconos intuitivos
- Unidad de control a través de una manopla encoder multifunción, teclas o pantalla táctil



Manípulo con 3 configuraciones de trabajo



Dimensiones en mm
Base 315 / Altura 170 / Profundidad 390



LED SpA

via Selciatella, 40

04011 Aprilia (LT) - Italy

T +39 06 92 87 0045

F +39 06 92 87 0046

www.led.it - info@led.it