



surtron.com



SURTRON[®]

unidades de electrocirugía



DOWNLOAD LED SPA APP



SURTRON®

50D // 80D



50D



SURTRON® 50D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugía monopolar. Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG).

El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

SURTRON® 50D ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

80D



SURTRON® 80D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugía monopolar. Dispone de corte (CUT), corte y coagulación (BLEND), coagulación (COAG) y micro-coagulación (MICRO).

El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

SURTRON® 80D ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

Referencia	10100.051
Potencia máxima de corte CUT	50 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1	45 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2	40 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación COAG	40 W – 400 Ω
Frecuencia de trabajo	600 kHz
Placa paciente - Placa neutra	F
Entrada alimentación seleccionable	115/230 Vac
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia máxima de absorción	280 VA
Dimensiones (L-A-P)	190x85x239
Peso	2,5 Kg

Referencia	10100.081
Potencia máxima de corte CUT	80 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1	60 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2	50 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación COAG	20 W – 600 Ω
Frecuencia de trabajo	700 kHz
Placa paciente - Placa neutra	F
Entrada alimentación seleccionable	115-230 Vac
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia máxima de absorción	220 VA
Dimensiones (L-A-P)	190x85x239
Peso	2,5 Kg

Compacto, ergonómico
y de fácil uso



CIRUGIA AMBULATORIAL
DENTAL
DERMATOLOGIA
PRIMEROS AUXILIOS
CIRUGIA VASCULAR
VETERINARIA

50D

Composición Estándar:

- Mango monopolar reutilizable F4814
- Diferentes electrodos (10 ud) 00500.00
- Cable para electrodo neutro a soborno 00404.02
- Electrodo neutro a soborno 00403.01
- Pedal de pié 00304.00
- Cable alimentación 2 metros 00100.03

80D

Composición Estándar:

- Mango monopolar reutilizable F4814
- Diferentes electrodos (10 ud) 00500.00
- Cable para electrodo neutro 00404.08
- Electrodo neutro 5365
- Pedal de pié 00304.00
- Cable de alimentación 2 metros 00100.03



NORMAS

EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Electrical Class
MDD 93/42/EC Class:

CONTROLES

Placa/Paciente (80D)
Control de salida de potencia
Autochequeo

www.surtron.com



LED SpA

via Selciatella, 40 - 04011 - Aprilia (LT) - Italy
www.led.it - info@led.it - www.surtron.com
Tel. +39 06 92870045 Fax +39 06 92870046

